


膀胱内圧測定システム

●泌尿器科



※上図は筋電図と同時記録。
筋電図記録はバイオアンプが必要となります。
詳細はお問い合わせください。

- 膀胱内圧をモニターし、排尿の回数やサイクルなどを解析
- 1台のPCで最大16匹分の同時測定（システム構成はご相談ください。）
- マウス、ラット、モルモットなどに対応。



PowerLab




BPアンプ



ディスポ血压トランスジューサ



シリンジポンプ



ボールマンケージ

システム構成例

1ch膀胱内圧測定システム

ML846 PowerLab4/26、ML117 BPアンプ、ディスポ血压トランスジューサ、ポリエチレンチューブ、シリンジポンプ、ボールマンケージ、コンピュータ

4ch膀胱内圧測定システム

ML846 PowerLab4/26、ML117 BPアンプ×4、ディスポ血压トランスジューサ×4、ポリエチレンチューブ、マルチシリンジポンプ、ボールマンケージ、コンピュータ



データ収録・解析のゴールドスタンダード

※商品の仕様・外観は予告無く変更される場合がございます。



販売元：バイオリサーチセンター株式会社

URL：<http://www.brck.co.jp>

← 製品の詳細はWebサイトで！

□本社 〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F
 □東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル
 □大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第八ビル2F
 □福岡 〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル6F

TEL：052-932-6421 FAX：052-932-6755
 TEL：03-3861-7021 FAX：03-3861-7022
 TEL：06-6305-2130 FAX：06-6305-2132
 TEL：092-626-7211 FAX：092-626-7315