


尿量測定システム

● 泌尿器科 ● 内分泌・代謝内科 ● 腎臓内科



- 長期間にわたり尿量の経時変化を測定することが可能
- 1台のPCで最大16ケージ分の同時測定（システム構成はご相談ください。）
- マウス、ラット、モルモットなどに対応。



PowerLab



代謝ケージ



電子天秤

システム構成例

1ch尿量測定システム

ML846 PowerLab4/26、電子天秤（アナログ出力オプション付）、代謝ケージ、コンピュータ（Windows）

4ch尿量測定システム

ML846 PowerLab4/26、電子天秤（アナログ出力オプション付）×4、代謝ケージ×4、コンピュータ（Windows）



データ収録・解析のゴールドスタンダード

※商品の仕様・外観は予告無く変更される場合がございます。



販売元：バイオリサーチセンター株式会社

URL：<http://www.brck.co.jp> ← 製品の詳細はWebサイトで！

□本社 〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル4F
□東京 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-9-7 RECビル
□大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第八ビル2F
□福岡 〒813-6591 福岡市東区多の津1-14-1 FRCビル6F

TEL：052-932-6421 FAX：052-932-6755
TEL：03-3861-7021 FAX：03-3861-7022
TEL：06-6305-2130 FAX：06-6305-2132
TEL：092-626-7211 FAX：092-626-7315